



Rapide Efficace & Complet!



**Echographe Doppler Couleur de terrain
Pour tous usages & directement en USB**

Abdo., OB/GYN, Cardio, Vasculaire, Petites parties, Endocrinologie, ..

L'Information de Qualité pour le Diagnostic

dDopp vous offre sur site une échographie de diagnostic complète et ce pour un large éventail d'applications.

Il vous fournit immédiatement des images importantes vous permettant un diagnostic rapide et précis.

Il vous propose le partage, l'enregistrement, l'envoi, la révision des images...
Et l'injection de fichiers DICOM!

D'une portabilité inégalée et donc sans perte inutile d'espace il vous assure aussi le meilleur rapport coût / bénéfice dans votre pratique quotidienne.

dDopp échographe Doppler Couleur polyvalent et endurci.

Spécialement conçu pour répondre à vos besoins.

Usage hospitalier, au cabinet, chez le patient ou même dans votre voiture!

Avec logiciel complet, il est fait pour réaliser et gérer les examens depuis votre PC.

VOIR PLUS LOIN !





dDopp
anobb

Caractéristiques:

Modes d'Imagerie:

B
B+B
4B
B+M
M
Doppler Couleur (CFM)
Doppler de puissance (PDI)
Doppler de puissance directionnel (DPDI)
Doppler ondes pulsées (PWD)
B+PWD (Duplex)
B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Triplex)



Balayages possibles (suivant sonde):

Electronique linéaire
Electronique convexe
Electronique microconvexe
Profondeur de balayage de 2 à 30 cm



Options de calculs inclus:

Obstetrique
Cardiologie
Gynecologie
Vasculaire
Urologie
Endocrinologie



DICOM:

Verification SCU
Modalité Worklist (MWL) SCU
Modalité Performed Procedure Step (MPPS) SCU
Enregistrement SCU (images, cinés)
Impression SCU (nuances de gris, couleur)



Dimensions:

- Poids: 1,8 kg
- Taille: 353 x 166 x 33 mm

Alimentation:

- Adaptateur secteur 100-240 V 50-60 Hz
- Batterie Li-Ion externe 12 V CC (jusqu'à 5 heures de balayage continu)
- Adaptateur Voiture 12 V CC

Fonctionne avec Windows Xp, Vista, 7 et 8



Autre formats d'images et de vidéos:

AVI, JPG, BMP, PNG, TIF,
DCM (DICOM-JPEG RGB/YBR)
DCM (DICOM-JPEG RGB/YBR Vidéo)

U Uni-Com
Medical