

ID patient: 9999999999999999
Nom: Doe
Prénom: John
Adresse: Baker Street
CP - Ville: 83445 London
Téléphone: +44123456789

Né(e) le: 2 août 1945
Poids: 80,0kg
Taille: 180cm
Sexe: Masculin
Email: john@doe.com
Service / Chambre:

Informations patient**Traitement**

Du	Au	Nom commercial	Classe thérapeut.	Posologie
----	----	----------------	-------------------	-----------

Antécédents

Du	Au	Pathologie	Observations
----	----	------------	--------------

Contacts en cas d'urgence

Nom	Prénom	Téléphone	Rôle
-----	--------	-----------	------


ID patient: 999999999999999
 Nom: Doe
 Prénom: John
 Adresse: Baker Street
 CP - Ville: 83445 London
 Téléphone: +44123456789

Né(e) le: 2 août 1945
 Poids: 80,0kg
 Taille: 180cm
 Sexe: Masculin
 Email: john@doe.com
 Service / Chambre:


Rigidité artérielle

Début: 10/03/2014 16:30

Onde de pouls périphérique (mesurée)



Onde de pouls centrale (calculée)



-- Onde d'éjection Onde réfléchie

ID patient: 9999999999999999
 Nom: Doe
 Prénom: John
 Adresse: Baker Street
 CP - Ville: 83445 London
 Téléphone: +44123456789

Né(e) le: 2 août 1945
 Poids: 80,0kg
 Taille: 180cm
 Sexe: Masculin
 Email: john@doe.com
 Service / Chambre:

Rigidité artérielle**Début: 10/03/2014 16:30****PWA 1****Analyse de l'onde de pouls (PWA)**

Date	10/03/2014
Heure	16:30

Pression artérielle périphérique

Systole	mmHg	141
Diastole	mmHg	92
PAM	mmHg	110
Pression Pulsée	mmHg	49
Fréquence cardiaque	1/min	78
cSys	mmHg	125
cDia	mmHg	94
PP c	mmHg	31
Amplification pression pulsée		1,6

Pression artérielle centrale

Volume d'éjection	ml	60,1
Débit cardiaque	l/min	4,7
Résistances périphériques	s*mmHg/ml	1,4
Index cardiaque	l/min*1/m ²	2,3

Rigidité artérielle

Augmentation de la pression	mmHg	5
Coefficient de réflexion	%	54
Index d'Augmentation@75 [IC 90%] %		18 [17;38]
VOP [IC 90%]	m/s	10,1 [8,5;10,0]

Caractéristiques corporelles



Taille	cm	180
Poids	kg	80
IMC	kg/m ²	24,7
Surface du corps	m ²	2,0

ID patient: 9999999999999999
 Nom: Doe
 Prénom: John
 Adresse: Baker Street
 CP - Ville: 83445 London
 Téléphone: +44123456789

Né(e) le: 2 août 1945
 Poids: 80,0kg
 Taille: 180cm
 Sexe: Masculin
 Email: john@doe.com
 Service / Chambre:

Rigidité artérielle

Début: 10/03/2014 16:30



		PWA 1
Rigidité artérielle		
Date/heure		10/03/2014
cSys	mmHg	125
cDia	mmHg	94
PP c	mmHg	31
Fréquence cardiaque	1/min	78
Index d'Augmentation@75	%	18
VOP	m/s	10,1

Bilan cardiovasculaire



RAPPORT

10/03/14

16:30

INFORMATIONS PATIENT

Nom Doe, John

Âge 68

PRESSION ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE

Systole 141 mmHg

Diastole 92 mmHg

Fréquence Cardiaque 78 1/min

Pression Pulsée 49 mmHg

RIGIDITE ARTÉRIELLE


Index d'augmentation @75 (AIX@75) 18 [17;38] %

Vitesse de l'Onde de Pouls (VOP) 10,1 [8,5;10,0] m/s

PRESSION ARTÉRIELLE CENTRALE

Systole/Diastole 125/94 mmHg

PRESSION ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE



SYSTOLE


141 mmHg

DIASTOLE

92 mmHg

RIGIDITÉ ARTÉRIELLE


Grosses Artères



VOP

10,1 m/s


Petites Artères



AIX@75

18 %

PRESSION ARTÉRIELLE CENTRALE



SYSTOLE

125 mmHg

ÂGE ARTÉRIEL



**Vos vaisseaux sont Plus âgé que
VOUS.**

Les résultats peuvent être soumis à variations en fonction de votre pression artérielle et/ou de votre état artériel au moment de l'examen.